



TÉCNICAS UTILIZANDO NovoPen®


Preparo:




1. Retirar a tampa.



2. Desenroscar o invólucro.



3. Recolher o cursor.



4. Colocar a recarga (Penfill®) cheia.



5. Enroscar o invólucro.




6. Enroscar o cone com a agulha (NovoFine®).


Aplicação:




1. Agitar suavemente 10 vezes.




2. Destampar a agulha.



3. Expulsar o ar antes de cada injeção.



4. Marcar a dose necessária.



5. Áreas recomendadas para auto-aplicação (coxas, barriga e nádegas).